

Afidoletes sistēma

Aphidoletes-System

Bioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis
Reģistrācijas klase: 3 Reģistrācijas Nr 0448

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R.Čūdere
2018.g. 21. martā

Ražotājs: **Biobest Group N.V.**

Ilse Velden 18 - 2260 Westerlo (Belgium)
Tālrunis: +32 14 257980

Izplatītājs: **SIA A.M.OZOLI**

"MIGLAS", Ādažu novads, LV-2164
Reģ. Nr.: 40003522697
Tālrunis: 67904837, fakss: 67996044

Organisma nosaukums **pangodiņš *Aphidoletes aphidimyza***

Organisma raksturojums kārta - Diptera, dzimta - Cecidomyiidae

Imago, 2,5 mm garš, trauslu ķermeni un garām kājām. Ola ovāla, 0,1 x 0,3 mm, oranžsarkana, kāpurs 0,3-3,0 mm, oranžā krāsā, uzturas laputu kolonijās. Kūniņas stadiju pavada zemē.

Darbības raksturojums Savā barībā *A. aphidimyza* kāpuri izmanto plašu spektru dažādu sugu laputis (*Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae* un *M. rosae*, *Macrosiphoniella sanborni*, *Aphis gossypii*, *Aulacorthum solani*).

Izmanto laputu apkarošanai segtajās platībās, augu mājās: tomātiem, gurķiem, salātiem, zemenēm, paprikai, kā arī siltumnīcā audzēto ziedaugu kultūrām: puansetijām, krizantēmām, gerberām, rozēm.

Iepakojums

500 *A. aphidimyza* kūniņas, 125 ml pudele, pildviela – vermikulīts.
1 000 *A. aphidimyza* kūniņas, 125 ml pudele, pildviela – vermikulīts.
2 000 *A. aphidimyza* kūniņas, 250 ml pudele, pildviela – vermikulīts.
10 000 *A. aphidimyza* kūniņas, 1 000 ml pudele, pildviela – vermikulīts.

SAŅEMTS Nr. 235
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
20 18.g. 21. martā

Lietošanas devas



<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	Īpatņi/m ²	Iepakojums/m ²				Lietošanas intervāls
		125 ml 500 ģp.	125 ml 1 000 ģp.	250 ml 2 000 ģp.	1 000 ml 10 000 ģp.	
Profilaktiski	0,1	5 000	10 000	20 000	100 000	kopā ar <i>Aphidius colemani</i>
Vispārējai izlaišanai	0,5-2	250-1 000	500-2 000	1 000-4 000	5 000-20 000	3x ar intervālu 7 dienas
Invāzijas perēkļos	5-10	50-100	100-200	200-400	1 000-2 000	lokāli, pēc vajadzības

Lietošana

Atver pudelīti un novieto laputu koloniju tuvumā, uz augsnes mitrā vietā. Audzēšanai izmantojot substrātus, kūniņas ieteicams izbērt plastikāta spainīšos vai līdzīgā traukā. Traukus izvieto vidēji 20 vietās uz ha, ap 500 kūniņas traukā (vispārējai izlaišanai). Trauku sagatavo kā norādīts zīmējumā, tas pasargās kūniņas no izžūšanas.

Vākā izgriezums
2-3 cm

Trauka tilpums
<1 litrs



A. aphidimyza kūniņas no pudeles

Atdalošs materiāls, piemēram, saburzīts papīrs, kūniņas nedrīkst atrasties ūdenī

Samitrināta kūdra, nodrošina paaugstinātu mitrumu traukā

Nepieciešamais mikroklimate

Minimālā gaisa temperatūra 16°C, maksimālā no 30-35°C, relatīvais gaisa mitrums virs 75%.

Uzglabāšana

Pēc saņemšanas no piegādātāja ne ilgāk par 1-2 dienām, temperatūrā 10-15°C, pie relatīvā gaisa mitruma virs 85%.

Jutīgums pret ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Jūtīgs! Par *A. aphidimyza* jutīgumu pret ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem interesēties pie izplatītāja.